

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER MEDIZINPRODUKTE
MIT MECHANISCHER EINWIRKUNG

1 / 9

Gebrauchsfertige Tücher **in wiederverschließbarer
Verpackung** (Spenderdose/Flowpack)

Alkoholfreie Formulierung

Geeignet für Ultraschallsonden
für abdominale Untersuchungen



IHO

ÖGHMP

VAH

HACCP*

* CLEANISEPT WIPES MAXI

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 9

CLEANISEPT WIPES sind Tücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Sie ermöglichen eine zeitsparende und effiziente Anwendung bei Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Die Tücher zeichnen sich durch eine Haltbarkeit von 90 Tagen nach dem Anbruch der Packung aus.

CLEANISEPT WIPES ermöglichen insbesondere bei der Desinfektion und Reinigung von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Sie sind alkoholfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

CLEANISEPT WIPES

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Flächen mit CLEANISEPT WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem nassen Tuch (Wasser geeigneter Qualität) abwischen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

CLEANISEPT WIPES MAXI

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

CLEANISEPT WIPES MAXI sind Tücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Sie zeichnen sich durch ihr größeres Tuchformat aus und eignen sich daher für Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

CLEANISEPT WIPES/MAXI zeigen eine effektive Wirkung gegen Bakterien, Hefen (einschließlich *C. auris*) und behüllte Viren.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Flächen mit CLEANISEPT WIPES MAXI bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem nassen Tuch (Wasser geeigneter Qualität) abwischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

CLEANISEPT WIPES/MAXI

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch: 90 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecylmethylammoniumchlorid.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT®
WIPES / MAXI



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 9



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	2 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion gemäß EN 14885				
Bakterizid, levurozid ¹	VAH/EN ²	hohe Belastung, mit Mechanik	•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•	
Ergänzende Prüfergebnisse				
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13727	hohe Belastung	•	
	EN 1276	hohe Belastung	•	
levurozid (C. albicans)	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13624	hohe Belastung	•	
	EN 1650	hohe Belastung	•	
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung		•

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – EN 13624, EN 13727, EN 16615

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 9



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2				• Medizinische Transportstühle • Transportwagen
Aluminium				• Rollatoren •

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

**CLEANISEPT®
WIPES / MAXI**



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
			•	Armaturenbletter
Silikon			•	Gesichtsmasken
			•	Open-Cuff Gesichtsmaske
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT®
WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PSU (Polysulfon)			•	
EPP (expandiertes (geschäumtes) Polypropylen))			•	Faszienrollen
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Perfusoren
	•			Ultraschallgeräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Röntgengeräte
	•			Patientenüberwachungsmonitore

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT®
WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 9



MATERIAL TEXTILIEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)				• Untersuchungs- und Behandlungsliegen
				• Lagerungshilfen
				• Gynakologischer Untersuchungsstuhl
				• Dentalstühle
				• OP-Liegen
				• Patiententransportliegen

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT®
WIPES / MAXI



PREVENT

GEBINDE

8 / 9

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.	PZN
CLEANISEPT WIPES	Spenderdose	12	100 Tücher	14 x 20 cm	00-208-D100-01	15559262
	Nachfüllbeutel	12	100 Tücher	14 x 20 cm	00-208-R100-01	15559256
CLEANISEPT WIPES MAXI	Packung	6	100 Tücher	20 x 22 cm	00-208-T100	14307311

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

Die Verfügbarkeit der Produkte und Gebinde ist abhängig von einer erfolgten nationalen Registrierung.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  CE 0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

CLEANISEPT®
WIPES / MAXI



PREVENT

PRODUKTFAMILIE IM ÜBERBLICK

9 / 9



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES MAXI



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT



EMPFOHLENE VLIESTUCHSPENDERSYSTEME



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES